

Seeger

Das Gesundheitshaus

24h für Sie
geöffnet!
Unser Onlineshop:
www.seeger24.de

Rehabilitationsmittel Produktübersicht



DRIVE MEDICAL

Duschklappsitz DKS 130



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	04.40.03.0029
-------------------	----------------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	550700100
-------------------------	------------------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	159,- €
--	----------------

PRODUKTMERKMALE

- An der Wand montierbar und hochklappbar
- Sicher und Stabil - auch bei seitlichen Bewegungen
- Ein fein justierbarer Fuß für optimalen Stand
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Vierfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gesamtbreite	47 cm
Gesamthöhe	61 cm
Gesamttiefe	49 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	46,5-54 cm
Wandabstand	32 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Körpergewicht	130 kg

ETAC Duschstuhl Swift mit Rücken- und Armlehnen



© Etac

HILFSMITTELNUMMER	04.40.03.2007
HERSTELLERARTIKELNUMMER	81701430
VERKAUFPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	159,- €

PRODUKTMERKMALE

- Mit Rückenlehne, Armlehnen und Hygieneausschnitt
- Verstellbare Sitzhöhe durch Teleskopbeine
- Durch zwei eingearbeitete Griffe und das geringe Gewicht leicht zu transportieren
- Optimale Standsicherheit durch spezielle GummifüÙe
- Modulares Design - einfache Montage, ohne Werkzeug
- Oberflächenstruktur für sicheren, rutschfesten Halt auch bei Nässe

Material:

- Polypropylen und Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Sitzhöhe	44-59 cm
Sitzfläche	54 x 41 cm
Gesamtbreite	53-54 cm
Breite zwischen Armlehnen	45 cm
Tiefe	47/50 cm
Höhe mit Rückenlehne	90-95 cm
Gewicht	4,7 kg
Max. Belastung	130 kg

DRIVE MEDICAL Duschhocker Dino



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **04.40.03.1900**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **550500100**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **49,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Sicher, stabil und platzsparend
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Sehr leicht
- Strukturierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt
- Achtfache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Alu-Rohr
- Einfach zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gesamtbreite	45 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzfläche Durchmesser	32 cm
Sitzhöhe	34-52 cm
Sitzhöhenverstellstufen	8-fach
Gesamtgewicht	1,6 kg
Max. Körpergewicht	130 kg

DRIVE MEDICAL

Dusch-Toilettenrollstuhl Aston



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **18.46.01.2012**HERSTELLERARTIKELNUMMER **530400200**VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **479,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Sitzhöhenverstellung
- Schwenk- und abnehmbare Fußstützen
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Serienmäßiger und nach vorne offener Saftstz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Hochklappbare Armlehnen
- Winkelverstellbare und hochklappbare Fußplatte
- 5 Zoll Räder

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß-Blau	Sitzhöhenverstellstufen	2-fach
Gesamtbreite	56 cm	Öffnung Breite	20 cm
Gesamtlänge	90 cm	Öffnung Länge	26 cm
Gesamthöhe	99-103 cm	Überfahrbare Höhe	51 cm
Sitzbreite	46 cm	Fußstützen Länge	32-50 cm
Sitztiefe	42 cm	Gesamtgewicht	13,4 kg
Sitzhöhe	51 - 56 cm	Max. Körpergewicht	160 kg

RUSSKA

Toilettenstuhl höhenverstellbar

Bordeaux



© Russka

HILFSMITTELNUMMER	33.40.04.0019
-------------------	----------------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	17500540
-------------------------	-----------------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	129,- €
--	----------------

PRODUKTMERKMALE

- Als Nachtstuhl oder WC Sitzerhöhung nutzbar
- Weich gepolstert für hohen Sitzkomfort
- 7-fach höhenverstellbar
- Für jede Körpergröße
- Reinigung mit milden Reinigungsmitteln und Desinfektionsmittel
- Toiletteneimer ist seitlich oder von oben zu entnehmen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Bordeaux
Höhe	84,5-99,5 cm
Breite	60 cm
Tiefe	51 cm
Sitzhöhe	48-63,5 cm
Sitzbreite	47 cm
Höhenverstellbarkeit	7-fach
Maße Sitzfläche mit Öffnung (B x T)	41 x 45 cm
Öffnung (B x T)	20 x 25 cm
Gewicht	8,4 kg
Max. Belastung	130 kg

RUSSKA

Toilettenstuhl Fahrbar



© Russka

HILFSMITTELNUMMER	18.46.02.0052
-------------------	----------------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	17502200
-------------------------	-----------------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	179,- €
--	----------------

PRODUKTMERKMALE

- Ideal für sehr bewegungseingeschränkte Personen
- 4 Rollen, zwei davon mit Bremse
- Armlehnen nach unten schwenkbar für leichteres Umsetzen des Benutzers
- Fußstützen sind hochklappbar und lassen sich auch komplett wegschwenken
- Sitzpolster und Toilettenstuhleimer sind abnehmbar
- Pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Reinigung mit milden Reinigungsmitteln und Desinfektionsmittel

TECHNISCHE DATEN

Länge	87 cm
Breite	57 cm
Höhe	96 cm
Sitzhöhe	49 cm
Sitzfläche	45 x 45 cm
Öffnung Sitzfläche (L x B)	26 x 23 cm
Armlehnen (L x B x T)	22 x 5 x 44 cm
Höhe der Rückenlehne	41 cm
Winkel der Rückenlehne	7°
Rollengröße (Ø x B)	13 x 3 cm
Fassungsvermögen Toiletteneimer	5 L
Gewicht	14 kg
Max. Belastung	120 kg

DRIVE MEDICAL

Badewannendrehsitz BEN 2G



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **04.40.02.3030**HERSTELLERARTIKELNUMMER **550600300**VERKAUFPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **199,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert & einfach zu reinigen
- Einfach am Wannenrand einhängen
- Einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen 64,5 cm)
- Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Aluminiumrahmen und Kunststoffstoffsitz

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gesamttiefe	44 cm
Gesamthöhe	52,8 cm
Gesamtlänge	71 cm
Gesamtbreite	49,9 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzbreite	44 cm
Auflagenbreite	min. 70 cm
Auflagentiefe	53 cm
Höhe Rückenlehne	37 cm
Sitzverstellung	4 x 90°
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	48,5-64,5 cm
Gewicht mit Zubehör	3,47 kg
Max. Belastung	130 kg

RUSSKA

Aluminium-Badewannensitz mit Rückenlehne / ohne Rückenlehne



© Russka

	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
HILFSMITTELNUMMER	04.40.02.2010	04.40.02.1009
HERSTELLERARTIKELNUMMER	78062200	78062100
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	145,- €	130,- €

PRODUKTMERKMALE

- Verstellbare Sitzbreite, sehr stabil
- Mit oder ohne Rückenlehne
- Stabile Gummi-Auflagekappen schützen die Badewanne vor Kratzern
- Sicherer Halt
- Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel

Material:

- Rahmen: pulverbeschichtetes Aluminiumrohr
- Sitzfläche/Rückenlehne: Polyester
- Auflagekappen: Gummi

TECHNISCHE DATEN

	mit Rückenlehne	ohne Rückenlehne
Breite	73-85 cm	73-85 cm
Tiefe	46 cm	44 cm
Höhe	49 cm	23 cm
Sitzfläche	40,5 x 40,5 cm	40,5 x 40,5 cm
Badewannen-Innenmaß	47 - 58,5 cm	47 - 58,5 cm
Gewicht	3,1 kg	2,5 kg
Max. Belastbarkeit	130 kg	130 kg

DRIVE MEDICAL

Badewannensitz Boby



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	04.40.02.2015
-------------------	----------------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	12488KD
-------------------------	----------------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	99,- €
--	---------------

PRODUKTMERKMALE

- Der ideale Badebegleiter für schmale Badewannen
- Zum Auflegen auf den Badewannenrand
- Macht das Baden bequemer und sicherer
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Ausschließlich mit Rückenlehne erhältlich
- Einfach zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gesamtbreite	67-78 cm
Gesamttiefe	46 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	41 cm
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	45,5-57,5 cm
Rückenlehnen höhe	36 cm
Gesamtgewicht	3 kg
Max. Belastung	120 kg

DRIVE MEDICAL Badebrett Benny



© Drive Medical

	68 cm	73 cm
HILFSMITTELNUMMER	04.40.02.0017	04.40.02.0016
HERSTELLERARTIKELNUMMER	550100100	550100200
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	54,90 €	54,90 €

PRODUKTMERKMALE

- Rutschsichere Sitzfläche mit Wasserablauföchern
- Einfaches und sicheres Einsteigen in die Badewanne
- Bequem an die Wannenbreite anpassbar
- Inkl. Haltegriff und integrierter Seifenablage
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gummistopper bieten Sicherheit und schützen vor Kratzern
- Einfach zu reinigen
- Lieferung in praktischer, kundenfreundlicher Mitnahmeverpackung

TECHNISCHE DATEN

	68 cm	73 cm
Farbe	Weiß / Rot	Weiß / Rot
Gesamtbreite	35 cm	35 cm
Gesamtlänge	68 cm	73 cm
Verstellbarkeit (Wannenbreite Innen)	40-63 cm	43-68 cm
Gesamtgewicht	2,1 kg	2,6 kg
Max. Belastung	150 kg	150 kg

DRIVE MEDICAL

Toilettensitzerhöhung Ticco 2G



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	33.40.01.0100
HERSTELLERARTIKELNUMMER	523400000
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	59,- €

PRODUKTMERKMALE

- Ergonomische Formgebung
- Maximale Öffnung mit zwei Hygieneaussparungen
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Fixierklammer ermöglichen einen perfekten Halt
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigung und Desinfektion
- Leichtgewicht mit maximaler Belastbarkeit
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Höhe vorne	10 cm
Höhe hinten	14,6 cm
Gesamtbreite	39 cm
Gesamtlänge	39 cm
Öffnung Breite	21,5 cm
Öffnung Länge	28,5 cm
Gesamtgewicht	1,35 kg
Max. Belastung	225 kg

DRIVE MEDICAL

Toilettensitzerhöhung TSE 120



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	33.40.01.3034
-------------------	----------------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	520500400
-------------------------	------------------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	99,- €
--	---------------

PRODUKTMERKMALE

- Zwei Hygieneaussparungen und integrierte Brille
- Griffmulde am Deckel erleichtert das Öffnen
- Hochklappbare und rutschsichere Armlehnen
- Armlehnen sind abnehmbar
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Dreifach-Höheneinstellung
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Lieferung inklusive Montagehandschuhen
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Höhenverstellung	8,5 / 12 / 15,5 cm
Gesamtbreite	55 cm
Gesamtlänge	49 cm
Gesamthöhe	38 cm
Öffnung Breite	20,5 cm
Öffnung Länge	27 cm
Breite zwischen den Armlehnen	46 cm
Gesamtgewicht	4,1 kg
Max. Belastung	120 kg

DRIVE MEDICAL Badewannenlifter Bellavita 2G



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **04.40.01.0055**HERSTELLERARTIKELNUMMER **465100252**VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **549,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Ultraleicht mit nur 9,3 kg
- Maximale Standfestigkeit, auch auf höchster Position
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche
- Handsteuergerät schwimmfähig mit austauschbarem Lithium-Ionen-Akku
- Für Badewannen bis zu einer Tiefe von 48 cm

TECHNISCHE DATEN

Gesamtlänge	83 cm	Sitzbreite	38 cm
Gesamtbreite	70 cm	Sitzhöhe	6,5 - 48 cm
Gesamthöhe	6,5 - 48 cm	Bodenplatte (LxB)	56 x 31 cm
Höhe Rückenlehne	64 cm	max. Belastbarkeit	140 kg
Breite Rückenlehne	32 - 36 cm	Gewicht mit Zubehör	9,7 kg
Sitztiefe	42 cm	Gewicht Akku	0,4 kg


HERSTELLERARTIKELNUMMER **460800252**VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **54,- €**

DRIVE MEDICAL

Bezug-Set Bellavita Classic weiß

PRODUKTMERKMALE

- Bequem und rutschsicher
- Angenehmer Sitzkomfort
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Bezüge maschinenwaschbar bis 30° C



FRELU

Haltegriff Edelstahl



© Frelu

HILFSMITTELNUMMER	04.40.05.1900
HERSTELLERARTIKELNUMMER 30 cm	HG300F
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	49,- €
HERSTELLERARTIKELNUMMER 45 cm	HG450F
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	59,- €
HERSTELLERARTIKELNUMMER 60 cm	HG600F
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	69,- €
HERSTELLERARTIKELNUMMER 90 cm	HG900F
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	79,- €

PRODUKTMERKMALE

- Erhältlich in vier Längen
- Praktischer, polierter Haltegriff aus rostfreiem Edelstahl mit Fingergriff-Prägung
- Geeignet für Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandvollstein
- Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / V2A
- Befestigungsmaterial enthalten (Edelstahlschrauben mit Kunststoffdübeln)

ACHTUNG

Es darf kein Duschklapsitz eingehängt werden!

TECHNISCHE DATEN

Befestigungsflanschen Ø	78 mm je 3 Bohrungen
Wandabstand	90 mm
Rohr Ø	32 mm
Max. Belastung	150 kg

DELFIGARE Variopunta Universalstützgriff



© Delficare

	20 cm	35 cm	50 cm
HILFSMITTELNUMMER	04.40.05.1225	04.40.05.1226	04.40.05.1227
HERSTELLERARTIKELNUMMER	67200	67350	67500
VERKAUFPREIS	165,- €	175,- €	189,- €

(inkl. gesetzlicher MwSt.)

PRODUKTMERKMALE

- Erhältlich in drei Längen
- Flexibilität für verschiedene Einsatzbereiche
- Bietet zuverlässige Unterstützung in jeder Situation
- Ideal für Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen
- Einfache und sichere Montage - Doppelklebetechnik ermöglicht eine schnelle Anbringung ohne Bohren
- Leicht zu reinigen
- Geeignet für beinahe alle soliden, planen und tragfähigen Untergründe, wie z. B. glatte oder raue Fliesen, Stein, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe

Material:

- Aluminium / Stahl

TECHNISCHE DATEN

	20 cm	35 cm	50 cm
Griffrohrtiefe	20 cm	35 cm	50 cm
Gesamttiefe	28 cm	43 cm	58 cm
Gesamthöhe	52 cm	52 cm	52 cm
Grundplatte	22 x 9 cm	22 x 9 cm	22 x 9 cm
Gewicht	2,0 kg	2,1 kg	2,2 kg
Max. Belastbarkeit	100 kg	100 kg	100 kg

DELFIGARE Varioplus Haltegriff



© Delficare

	30 cm	50 cm
HILFSMITTELNUMMER	04.40.05.1900	04.40.05.1900
HERSTELLERARTIKELNUMMER	61.000.020	61.000.040
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	79,- €	99,- €

PRODUKTMERKMALE

- Erhältlich in zwei Längen
- Flexibel anpassbar an individuelle Bedürfnisse
- Aluminium und glasfaserverstärktes Polyamid für maximale Haltbarkeit
- Schnelle und unkomplizierte Montage - ohne Bohren
- Individuell erweiterbar und anpassbar
- Einfache Reinigung - Pflegeleicht und hygienisch


Im Lieferumfang:

- Haltegriff
- Klebeadapter
- Kleber

TECHNISCHE DATEN

	30 cm	50 cm
Farbe	Grau / Weiß	Grau / Weiß
Gesamtlänge	30 cm	50 cm
Wandabstand	7,8 cm	7,8 cm
Rohrdurchmesser	3,2 cm	3,2 cm
Max. Belastbarkeit	100 kg	100 kg

DRIVE MEDICAL Solido Haltegriff mit Saugteller



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	04.40.05.0900
HERSTELLERARTIKELNUMMER Größe S	660100100
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	69,- €
HERSTELLERARTIKELNUMMER Größe M	660100200
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	99,- €
HERSTELLERARTIKELNUMMER Größe L	660100300
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	139,- €

PRODUKTMERKMALE

Unser Solido ist der mobile Alleskönner für zu Hause oder unterwegs.

- Erhältlich in drei Längen
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in der Badewanne und Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Vakuumkipphebel erzeugt extra starkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft

TECHNISCHE DATEN

	S	M	L
Gesamtlänge	32,5 cm	58 cm	88 cm
Grifffläche max.	10 cm	32 cm	62 cm
Wandabstand	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Sauger Durchmesser	12 cm	12 cm	12 cm
Gewicht mit Zubehör	0,6 kg	1,0 kg	1,3 kg
Max. Belastbarkeit	70 kg	70 kg	70 kg

MEYRA

Budget 9.050 Standard Faltrollstuhl



© Meyra

HILFSMITTELNUMMER	18.50.02.0117
HERSTELLERARTIKELNUMMER	990514*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	
OHNE TROMMELBREMSE	359,- €
MIT TROMMELBREMSE	459,- €

PRODUKTMERKMALE

- Faltbar
- Sehr schmale Bauweise
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Kniehebelbremse
- Für den häuslichen und stationären Bereich

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 cm
Breite fahrbereit	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69 cm
Breite gefaltet	28 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe vorne	47-51 cm
Sitzhöhe hinten	44-49 cm
Gesamthöhe	96 cm
Rückenhöhe	42 cm
Armlehnenhöhe	21,5 cm
Länge mit Fußstütze	104 cm
Antriebsrad	24 Zoll / 61 cm
Gewicht	ab 19 kg
Max. Belastung	130 kg

MEYRA

Format 3.940 Leichtgewichttrollstuhl



© Meyra

HILFSMITTELNUMMER	18.50.02.2092
HERSTELLERARTIKELNUMMER	93940*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	
OHNE TROMMELBREMSE	459,- €
MIT TROMMELBREMSE	559,- €

PRODUKTMERKMALE

- Faltbar
- Sehr schmale Bauweise
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Verriegelbare Armlehnen, nach hinten abklappbar
- Kniehebelbremse
- Für den häuslichen und stationären Bereich

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	38 / 40 / 43 / 46 / 48 / 51 cm
Breite fahrbereit	56 / 58 / 61 / 64 / 66 / 69 cm
Breite gefaltet	28 cm
Sitztiefe	40 - 43 cm
Sitzhöhe vorn	47 - 51 cm
Sitzhöhe hinten	44 - 49 cm
Rückenhöhe	42 cm
Armlehnenhöhe	21,5 cm
Länge mit Fußstütze	104 cm
Gesamthöhe	96 cm
max. Belastung	130 kg
Gewicht ab	17,5 kg

MEYRA

Netti 4U CE Plus 1.215

Multifunktionsrollstuhl



© Meyra

HILFSMITTELNUMMER	18.50.02.7056
HERSTELLERARTIKELNUMMER	12150*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	
OHNE TROMMELBREMSE	999,- €
MIT TROMMELBREMSE	1.099,- €

PRODUKTMERKMALE

- Verstellbarer Rücken
- Sitzkantelung
- Kopfstütze A mit Seitenführung/ B klein oval oder C groß rechteckig nach Wahl
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten und Fußplatten
- Rückenkissen mit Seitenführung Netti Uno (Führungspolster 10 cm)
- Mit abwaschbaren Bezug Easy Care
- Sitzkissen
- Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnenpolster
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen nach vorne abklappbar

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	35 / 40 / 45 / 50
Sitzbreitenflexibilität	2 x 2 cm / 2 x + 1 / 2 cm
Sitztiefe (2,5 cm Schritten)	42,5 - 50 cm
Sitzhöhe	44 - 50 cm
Mögliche Rückenhöhen	50 - 60 cm
Gesamtmaße (B x L)	Sitzbreite + 19,5 x 102 cm
Sitzwinkel	-5° bis+ 20°
Rückenwinkel	90 - 135°
Gewicht	29 kg
Max. Belastung	135 kg

MEYRA iChair MC1 Light 1.610 Elektrorollstuhl



© Meyra

HILFSMITTELNUMMER **18.50.04.0124**HERSTELLERARTIKELNUMMER **1605**VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **3.990,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Der bewährte intelligente Einsteiger in die E-Rollstuhl-Welt.
- Durch kompakte Abmessungen auch in Innenräumen nutzbar
- Mit innovativer LiNX-Steuerung: leicht verständlich, einfache Bedienung sowie intuitive, individuelle Konfigurierung
- Einfache Wartung und geringer Reparaturbedarf
- Modularer Aufbau der iCHAIR-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassungen

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	38 – 60 cm	Wenderadius	84 cm
Sitztiefe	40 – 53 cm	Leergewicht (Grundausrüstung)	94 kg
Sitzhöhe vorn	44 / 48 / 51	Max. Benutzergewicht:	130 kg
Rückenhöhe	50 cm	Max. Zuladung	10 kg
Unterschenkellänge	28 – 43 cm	Fahrgeschwindigkeiten	6 / 10 km/h
Armlehnenhöhe	24 – 35 cm	Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 300 W
Länge mit Fußstützen	108 cm	Reichweite	max. 30 km
Gesamtbreite	60 - 75 cm		43 Ah – 5h, 50 Ah – 20h
Hindernishöhe	max. 6 cm	Zulässige Steigung / Gefälle	8,5° / 15 %

ROLKO Schlupfsack Thermo



© Rolko

HILFSMITTELNUMMER **18.99.99.0910**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **WW-S / -M / -L / -XXL**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **129,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Wasserabweisendes Außenmaterial
- Fusselfreies Innenfutter aus Polar-Fleece
- Fronttasche mit Reflexstreifen
- Schlaufen zur Fixierung an den Schiebegriffen
- Rutschhemmende Unterseite
- Komfort Griffschlaufen
- Waschbar bis 30 ° C

TECHNISCHE DATEN

Farbe Dunkelblau

Größen S - bis 160 cm

M - bis 170 cm

L - bis 180 cm

XXL - bis 195 cm

PRIDE Kolja HMV

Offiziell
zur Beförderung
in **öffentlichen
Verkehrsmitteln**
zugelassen!



© Pride

HILFSMITTELNUMMER	18.51.05.1045
HERSTELLERARTIKELNUMMER	WU-M4JRP-18
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	
KOLJA HMV LUFTBEREIFUNG	1.949,- €
KOLJA HMV PANNENSICHERE BEREIFUNG	1.999,- €

PRODUKTMERKMALE

- Kapitänssitz höhenstellbar, drehbar, winkelverstellbare Rückenlehne
- Armlehnen breitenverstellbar und hochklappbar
- Lenksäule stufenlos verstellbar
- Deltalenker mit Handbremse
- Automatische Magnetbremse
- Hupe, Luftbereifung, Vollfederung
- Pannensichere Bereifung wählbar
- Beleuchtung vorn und hinten, Blinkanlage
- Wartungsfreie Batterien 2 x 36 Ah

Im Lieferumfang:

- Frontkorb

TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeit	6 km/h
Sitzhöhe	58 – 66 cm
Sitzbreite	47 cm
Gesamtlänge	119 cm
Gesamtbreite	59 cm
Wenderadius	103 cm
Motorleistung	400 Watt
Reichweite bis zu	40 km
Max. Belastbarkeit	160 kg
Gewicht (inkl. Batterien)	94 kg
Versicherungspflicht	nein

PRIDE Kolja Plus HMV



© Pride

HILFSMITTELNUMMER **18.51.05.1046**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **WU-M4P4-11**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **2.199,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Kapitänsitz höheneinstellbar und drehbar
- Winkelverstellbare Rückenlehne
- Armlehnen hochklappbar
- Ergonomischer Lenker
- Lenksäule stufenlos verstellbar
- Automatische Magnetbremse
- LED-Beleuchtung vorn und hinten
- Blinkanlage und Hupe
- Luftbereifung und Vollfederung
- Wartungsfreie Batterien 2 x 50 Ah

TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeit	6 km / h
Sitzhöhe	47 - 52 cm
Sitzbreite	50 cm
Gesamtlänge	137 cm
Gesamtbreite	67 cm
Wenderadius	103 cm
Motorleistung	500 Watt
Reichweite bis zu	25
Max. Belastbarkeit	160 kg
Gewicht (inkl. Batterien)	105 kg
Versicherungspflicht	nein

PRIDE Kolja Ultra

Offiziell
zur Beförderung
in **öffentlichen
Verkehrsmitteln**
zugelassen!



© Pride

HILFSMITTELNUMMER	18.51.05.1900
HERSTELLERARTIKELNUMMER	WU-M4JP6-54
VERKAUFSPREIS (10 km /h) (inkl. gesetzlicher MwSt.)	2.699,- €
AUFZAHLUNG	499,- €

PRODUKTMERKMALE

- Kapitänssitz höhenstellbar, drehbar, winkelverstellbare Rückenlehne
- Armlehnen hochklappbar
- Lenksäule verstellbar
- Ergonomischer Lenker
- Hand- und Feststellbremse
- Beleuchtung vorn und hinten, Blinkanlage
- Hupe, Luftbereifung, Vollfederung
- Wartungsfreie Batterien 2 x 40 Ah

Im Lieferumfang:

- Frontkorb

TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeit	10 km / h
Sitzhöhe	58 – 66 cm
Sitzbreite	47 cm
Gesamtlänge	119 cm
Gesamtbreite	60 cm
Wenderadius	103 cm
Motorleistung	470 Watt
Reichweite bis zu	40 km
Max. Belastbarkeit	160 kg
Gewicht (inkl. Batterien)	94 kg
Versicherungspflicht	ja

DRIVE MEDICAL

Migo 2G



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1200
HERSTELLERARTIKELNUMMER	723600000
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	89,- €
AUFZAHLUNG	0,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Stahlrahmen
- Faltbar mit automatischer Sicherung
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Pannensichere Bereifung
- Höhenverstellbare Griffe

Im Lieferumfang:

- Stockhalter
- Korb
- Tablett

TECHNISCHE DATEN

Griffhöhe	80 – 100 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitzhöhe	60 cm
Maß gefaltet H/B/L	74 / 23 / 58 cm
Gesamtbreite	58 cm
Max. Belastbarkeit	130 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	8,3 kg
Gewicht (mit Zubehör)	9,1 kg

DRIVE MEDICAL Gigo 2G



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1256
HERSTELLERARTIKELNUMMER	735100200
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	149,- €
AUFZAHLUNG	69,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Höhenverstellbare Griffe
- Pannensichere Bereifung
- Gepolsterter Rückenbügel – abnehm- und klappbar
- Ankipphilfe

Im Lieferumfang:

- Einkaufskorb und Tablett
- Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Griffhöhe	87 – 96 cm
Sitzbreite	34 cm
Sitzhöhe	54 cm
Maß gefaltet H/B/L	100 / 28 / 61,5 cm
Gesamtbreite	61,5 cm
Max. Belastbarkeit	120 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	6,6 kg
Gewicht (mit Zubehör)	7,8 kg

RUSSKA Elan Classic



© Russka

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1227
HERSTELLERARTIKELNUMMER	11441000
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	189,- €
AUFZAHLUNG	99,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen – sehr geringes Gewicht
- Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Höhenverstellbare Griffe
- Ergonomische Handgriffe
- Pannensichere Bereifung
- Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- Steht im gefalteten Zustand

Im Lieferumfang:

- Tasche (bis 5 kg)
- Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Größe	54 cm	60 cm
Griffhöhe	69,4 - 81,7 cm	76 – 95,5 cm
Sitzbreite	41 cm	41 cm
Sitzhöhe	54 cm	60 cm
Gesamtbreite	61,5 cm	61,5 cm
Gesamtlänge	68 cm	68 cm
Größen Vorder- / Hinterrad	20 cm	20 cm
Maß gefaltet H/B/L	79 / 18 / 68 cm	82 / 22 / 68 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	6,0 kg	6,1 kg

REHASENSE Server II



© Rehasense

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1213
HERSTELLERARTIKELNUMMER	SRCH*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	249,- €
AUFZAHLUNG	149,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
 - Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
 - Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse, wartungsfrei
 - Stufenlos höhenverstellbare Griffe
 - Ergonomische Handgriffe
 - Pannensichere Bereifung
 - TPE-beschichtete bruchfeste Räder
 - In drei Sitzhöhen verfügbar (50, 55 und 62 cm)
 - Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
 - Steht im gefalteten Zustand
- Im Lieferumfang:**
- Abnehmbare Einkaufstasche (bis 5 kg)
 - Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Größe	S	M	L
Empf. Körpergröße	125 – 150 cm	145 – 175 cm	150 – 200 cm
Griffhöhe	63 – 79 cm	66 – 86 cm	74 – 102 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	50 cm	55 cm	62 cm
Gesamtbreite	61 cm	61 cm	61 cm
Gesamtlänge	66 cm	66 cm	66 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Einkaufstasche (32 x 15 x 28 cm)	300 gr	300 gr	300 gr
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg	5 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	6,7 kg	6,8 kg	7 kg


Der Seeger-Webshop. Gesundheit einfach nach Hause.

Wir wissen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, in einem unserer Sanitätshäuser vorbeizuschauen. Gerade dann, wenn man in seiner Mobilität eingeschränkt ist – was in unserer Branche tatsächlich doch das ein oder andere Mal vorkommt. Wie wäre es dann mit einem Laden, der für jeden bequem und unkompliziert zugänglich ist? Der zudem nie geschlossen hat! Genau das ist Seeger24. Unser Online-Sanitätshaus hilft vor allem den Menschen, die sich von einer Operation erholen, ein Familienmitglied pflegen oder einfach nicht die Kraft haben, den Weg auf sich zu nehmen. Für euch sind wir da.

Mit dem Seeger24 Onlineshop ist der Schritt Richtung mehr Gesundheit nur wenige Klicks entfernt. 24/7 – 365 Tage im Jahr geöffnet für dich. Unser Online-Sanitätshaus ermöglicht es dir, deine benötigten Hilfsmittel auch ganz ohne ärztliche Verordnung zu bestellen.

In vielen Fällen ist es jedoch sparsamer, eine Übernahme durch deine Kranken- oder Pflegekasse anzufragen. Wir unterstützen dich gerne dabei, den entsprechenden Antrag zu stellen. Unser Ziel ist es, dass du schnellstmöglich und kostengünstigst die Produkte bekommst, die dir helfen!

Online wird's unpersönlich? Nein, nicht mit Seeger24. Auch abseits unserer Filialen beraten wir dich persönlich, kompetent und schnell. Per Telefon, E-Mail oder Kontaktformular sind wir für dich da und helfen, wo auch immer der Schuh drückt. Egal ob du Fragen zur Bestellung, zu den Lieferzeiten, Bezahlmethoden oder den Produkten hast: Wir stehen dir jederzeit Rede und Antwort. Und sollte es dir ungewohnt vorkommen, deinen Sanitätsbedarf online zu bestellen, kannst du uns jederzeit trotzdem vor Ort besuchen. Online gibt es aber den besseren Preis, sagst du? Kein Problem, auch im Laden profitierst du von unseren günstigen Online-Angeboten. Seeger steht für Fairness und Service – unabhängig vom Standort. Bestellen kannst du dank sicherem Check-out-Prozess schnell und problemlos. Und natürlich unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards.



Schau gleich mal rein unter:
www.seeger24.de

TOPRO Troja Original Black Series



© Topro

HILFSMITTELNUMMER (MEDIUM)	10.50.04.1240
HERSTELLERARTIKELNUMMER	8154
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	335,- €
AUFZAHLUNG	255,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Höhenverstellbare Griffe mit Memoryfunktion
- Anatomische Handgriffe
- Pannensichere Bereifung
- Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- Die Memoryfunktion ermöglicht das Wiederfinden der einmal eingestellten Griffhöhe
- Steht im gefalteten Zustand

Im Lieferumfang:

- Einkaufsnetz (bis 10kg), maschinenwaschbar

TECHNISCHE DATEN

Größe	S	M
Empfohlene Körpergröße	135 – 170 cm	150 – 200 cm
Griffhöhe	71 – 86 cm	78 – 100 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	55 cm	63 cm
Gesamtbreite	60 cm	60 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm
Größen Vorder- / Hinterrad	20 cm	20 cm
Maß gefaltet H / B / L	74 / 24 / 65 cm	80 / 24 / 65 cm
Max. Belastbarkeit	130 kg	165 kg
Max. Zuladung Netz	10 kg	10 kg
Gewicht (mit Zubehör)	6,6 kg	6,8 kg

TOPRO Troja 5G Black Series



© Topro

HILFSMITTELNUMMER (SMALL)	10.50.04.1236
HILFSMITTELNUMMER (MEDIUM)	10.50.04.1237
HERSTELLERARTIKELNUMMER	81460*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	449,- €
AUFZAHLUNG	369,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- TOPRO ErgoGrip – einzigartige ergonomische Handgriffe unterstützen beim Aufstehen
- Höhenverstellbare Griffe mit Memoryfunktion
- Pannensichere Bereifung
- Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- Steht im gefalteten Zustand

Im Lieferumfang:

- Abnehmbare Einkaufstasche mit Schultergurt (bis 10 kg)

TECHNISCHE DATEN

Größe	S	M
Empfohlene Körpergröße	135 – 170 cm	150 – 200 cm
Griffhöhe	71 – 86 cm	78 – 100 cm
Sitzbreite	45,5 cm	45,5 cm
Sitzhöhe	54 cm	63,5 cm
Gesamtbreite	60 cm	60 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm
Maß gefaltet H/B/L	74 / 24 / 65 cm	81,5 / 24 / 65 cm
Max. Belastbarkeit	125 kg	150 kg
Max. Zuladung Tasche	10 kg	10 kg
Gewicht (mit Zubehör)	7,6 kg	7,8 kg

SALJOL ALLROUND ROLLATOR



© Saljol

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1261
HERSTELLERARTIKELNUMMER	405878901*
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	499,- €
AUFZAHLUNG	399,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Höhenverstellbare Griffe
- Armauflage aus Kork-TPE
- Geländegängige Bereifung, extra große Vorderräder
- In zwei Sitzhöhen verfügbar (54 cm und 62 cm)
- Reflektoren an allen Seiten
- Rutschhemmende Ankipphilfe

Im Lieferumfang:

- Inkl. Tasche – belastbar bis 5 kg
- Rückengurt
- Stockhalter
- Klingel
- LED-Licht

TECHNISCHE DATEN

Größe	CR 54	CR 62
Empfohlene Körpergröße	145 – 170 cm	160 – 200 cm
Griffhöhe	76 – 88 cm	81 – 103 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Gesamtbreite offen	61 cm	61 cm
Breite gefaltet	21 cm	21 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg
Gewicht (mit Zubehör)	6,5 kg	6,6 kg

DIETZ TAiMA XC



© Dietz

HERSTELLERARTIKELNUMMER **200107**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **429,- €**

AUFZAHLUNG **349,- €**

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
- Höhenverstellbare Griffe
- Ergonomische Handgriffe
- Extra große Offroad-Bereifung / Luftbereifung
- Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
- Steht im gefalteten Zustand

Im Lieferumfang:

- Netztasche
- Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rot
Sitzfläche	45 x 23 cm
Sitzhöhe	61 cm
Gesamtbreite	67 cm
Gesamtlänge	75 cm
Gesamthöhe	85 – 95 cm
Breite gefaltet	27 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	9,1 kg

REHASENSE Athlon SL



© Rehasense

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.1228
HERSTELLERARTIKELNUMMER	CRB*UP
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	399,- €
AUFZAHLUNG	319,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Carbonrahmen – sehr geringes Gewicht (5 kg)
 - Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
 - Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
 - Höhenverstellbare Griffe
 - Ergonomische Handgriffe
 - Pannensichere Softräder
 - In drei Sitzhöhen verfügbar (50, 55 und 62 cm)
 - Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
 - Steht im gefalteten Zustand
- Im Lieferumfang:**
- Abnehmbare Einkaufstasche (bis 5 kg)
 - Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Größe	S	M	L
Empf. Körpergröße	125 – 150 cm	145 – 175 cm	150 – 200 cm
Griffhöhe	63 – 79 cm	66 – 86 cm	74 – 102 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	50 cm	55 cm	62 cm
Gesamtbreite	61 cm	61 cm	61 cm
Gesamtlänge	66 cm	66 cm	66 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Einkaufstasche (32 x 15 x 28 cm)	350 gr	350 gr	350 gr
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg	5 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	5 kg	5,1 kg	5,2 kg

REHASENSE Server HD



© Rehasense

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.2017
HERSTELLERARTIKELNUMMER	HRSGL600
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	319,- €

PRODUKTMERKMALE

- Extrem stabiler und breiter Aluminiumrahmen – hohe Belastbarkeit bis 200 kg
 - Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
 - Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
 - Höhenverstellbare Griffe
 - Ergonomische Handgriffe
 - Pannensichere Bereifung
 - TPE-beschichtete bruchfeste Räder
 - In zwei Sitzhöhen verfügbar (55 und 62 cm)
 - Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
 - Steht im gefalteten Zustand
- Im Lieferumfang:**
- Abnehmbare Einkaufstasche (bis 5 kg)
 - Gehstockhalter

TECHNISCHE DATEN

Größe	M	L
Empfohlene Körpergröße	125 – 165 cm	160 – 200 cm
Griffhöhe	66 – 86 cm	74 – 102 cm
Sitzbreite	55 cm	55 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Gesamtbreite	69 cm	69 cm
Gesamtlänge	66 cm	66 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg	200 kg
Einkaufstasche (32 x 17 x 25 cm)	340 g	340 g
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	7,6 kg	7,9 kg

VERMEIREN Arthritisrollator



© Vermeiren

HILFSMITTELNUMMER **10.46.04.0004**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **8000962**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **299,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
- Extra lange und gepolsterte Unterarmauflagen
- einfacher Falt- und Verriegelungsmechanismus
- Multifunktionsbremse
- Ergonomische Handgriff
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Tablett unter dem Sitz einschiebbar
- Abnehmbare Einkaufskorb

TECHNISCHE DATEN

Griffhöhe	103-115 cm
Sitzhöhe	58 cm
Sitzbreite	44 cm
Breite	63 cm
Länge	76 cm
Vorderräder Ø	20 cm
Gewicht	11 kg
Max. Belastung	120 kg
Max. Zuladung Korb	5 kg

REHASENSE Navigator



© Rehasense

HILFSMITTELNUMMER	10.46.04.0019
HERSTELLERARTIKELNUMMER	NRSGL600
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	379,- €

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
 - Einfacher Falt- und Verriegelungsmechanismus
 - Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
 - Verstellbare Unterarmauflage / Griffe
 - Ergonomische Handgriffe
 - Pannensichere Bereifung
 - Integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
 - Steht im gefalteten Zustand
 - Für innen und außen geeignet
- Im Lieferumfang:**
- Abnehmbare Einkaufstasche (bis 5 kg)

TECHNISCHE DATEN

	M	L
Empfohlene Körpergröße	145 – 175 cm	150 – 200 cm
Gesamthöhe	93 – 109 cm	100 – 125 cm
Höhe der Unterarmauflagen	83 – 99 cm	90 – 115 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Sitzhöhe	55 cm	62 cm
Abstand zw. Unterarmauflagen	30 cm	30 cm
Breite gefaltet	27 cm	27 cm
Gesamtbreite	60 cm	63 cm
Gesamtlänge	66 cm	66 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Max. Zuladung Tasche	5 kg	5 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	12 kg	12,5 kg

REHASENSE Navigator Air



© Rehasense

HILFSMITTELNUMMER	10.50.04.3001
HERSTELLERARTIKELNUMMER	NACHL600
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	489,- €
AUFZAHLUNG	99,- €

(Bei Vorlage eines ärztlichen Rezepts.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Aluminiumrahmen
 - Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
 - Doppelfunktionsbremse inkl. Feststellbremse
 - Verstellbare Unterarmauflage / Griffe
 - Ergonomische Handgriffe
 - Pannensichere Softräder
 - Große Vorderräder und integrierte Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
 - Steht im gefalteten Zustand
 - Für innen und außen geeignet
 - Fest integrierter Rückengurt in Einheitsgröße
- Im Lieferumfang:**
- Abnehmbare Einkaufstasche (bis 5 kg)

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Körpergröße	140 – 185 cm
Gesamthöhe	96 – 120 cm
Höhe der Unterarmauflagen	87 – 110 cm
Abstand zwischen Unterarmauflagen	40 cm
Sitzbreite	56 cm
Sitzhöhe	62 cm
Breite gefaltet	28 cm
Gesamtbreite	70 cm
Gesamtlänge	76 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg
Einkaufstasche (32 x 15 x 28 cm)	400 g
Gewicht (ohne Zubehör)	12 kg

DRIVE MEDICAL Roomba



© Drive Medical

HERSTELLERARTIKELNUMMER **730200100**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **179,- €**

(Dieses Produkt ist nicht mit einem ärztlichen Rezept erhältlich.)

PRODUKTMERKMALE

- Stabiler Rahmen – sehr geringes Gewicht (5,6 kg)
- Einfacher falt- und Verriegelungsmechanismus
- Doppelfunktionsbremse inkl. Einhand-Feststellbremse
- Höhenverstellbarer, weicher, durchgängiger Griff und Bremshebel
- Pannensichere Bereifung
- Speziell für Innenräume entwickelt – schmale Bauweise

Im Lieferumfang:

- Tasche
- Tablett mit runder Vertiefung

TECHNISCHE DATEN

Griffhöhe	81,4 – 94,1 cm
Gesamtbreite	57 cm
Gesamtlänge	51,5 cm
Tabletthöhe	67,5 cm
Tablett	45 x 30 cm
Maß gefaltet H/B/L	83 / 55 / 29 cm
Max. Belastbarkeit	100 kg
Gewicht (ohne Zubehör)	5,6 kg

DRIVE MEDICAL Tri Walker Dreirad-Rollator



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **10.50.04.0020**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **TW011R**

VERKAUFPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **129,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Robuster Stahlrahmen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Leicht zu transportieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Passive Beleuchtung hinten und vorne

Lieferumfang:

- Mit Korb und Tablett

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rot
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	60 cm
Griffhöhe	84,5-94,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	37 cm
Breite zwischen Hinterrädern	51 cm
Faltmaß (B X H XL)	25 x 82,5 x 65 cm
Gesamtgewicht	6,9 kg
Gewicht ohne Zubehör	6,2 kg
Max. Belastung	130 kg

DRIVE MEDICAL

Gehgestell Gecko starr



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **10.46.01.0026**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **700100100**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **69,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Ideal für das sichere Gehen
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber
Gesamtbreite	67,5 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	80-98 cm
Breite zwischen Handgriffen	44 cm
Breite zwischen Standbeinen hinten	63,5 cm
Breiten zwischen Standbeinen vorne	56,5 cm
Faltmaß Höhe	80 cm
Faltmaß Breite	67,5 cm
Faltmaß Tiefe	12 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg
Max. Belastung	120 kg

DRIVE MEDICAL

Gehgestell Gecko Reziprok



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **10.46.01.1014**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **700100200**

VERKAUFPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **79,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Reziprokes Gehgestell aus Aluminium
- Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich und bietet dem Nutzer zwei Stützbeine
- Ideal für das sichere Gehtraining
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber
Gesamtbreite	64,5 cm
Gesamtlänge	43,5 cm
Gesamthöhe	80,5-98,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm
Breite zwischen Standbeinen hinten	60,5 cm
Breiten zwischen Standbeinen vorne	55,5 cm
Faltmaß Höhe	80,5 cm
Faltmaß Breite	64,5 cm
Faltmaß Tiefe	12 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Belastung	100 kg

DRIVE MEDICAL Gehgestell Grand XL



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **10.46.01.0900**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **10220HD**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **335,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Starres Gehgestell für maximale Ansprüche
- Die einzigartige U-Form des Designs bietet größere Bewegungsfreiheit
- Breiter und robuster Rahmen aus eloxiertem 2,5 cm Alurohr
- Bietet maximale Stabilität und leichtes Gewicht zugleich
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Durch lösen der zwei Arretierungen platzsparend faltbar

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber-Schwarz
Gesamtbreite	69,5 cm
Gesamtlänge	48 cm
Gesamthöhe	81-99 cm
Breite zwischen Handgriffen	52 cm
Faltmaß Höhe	81 cm
Faltmaß Breite	69,5 cm
Faltmaß Tiefe	12 cm
Gesamtgewicht	3,85 kg
Max. Belastung	228 kg

BURMEIER Dali II 24V Pflegebett



© Burmeier

	90 x 200 cm	100 x 200 cm
HILFSMITTELNUMMER	19.40.01.3244	19.40.01.3050
HERSTELLERARTIKELNUMMER	276349	306585
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	999,- €	1.099,- €
LIEFERUNG & MONTAGE	115,- €	

PRODUKTMERKMALE

- Hervorragendes PreisLeistungsverhältnis
- Sichere Arbeitslast 185 kg
- Sparsames 24-Volt-System
- Liegefläche 4-geteilt
- Schnelle Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- Höhenverstellung 40 - 80 cm
- Fahrbarkeit
- Fußtieflage
- Kabelloser Handschalter
- Praktisches Zubehör

TECHNISCHE DATEN

	90 x 200 cm	100 x 200 cm
Liegefläche BxL	90 x 200 cm	100 x 200 cm
Außenmaß BxL	102 x 218 cm	112 x 218 cm
Liegehöhe	19 - 59 cm	19 - 59 cm
Gesamthöhe	83 - 123 cm	83 - 123 cm
Max. Belastung	145 x 175 kg	145 x 175 kg
Sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg
Höhenverstellung	40 - 80 cm	40 - 80 cm
Winkel Rückenlehne	0 - 70°	0 - 70°
Winkel Oberschenkellehne	0 - 35°	0 - 35°

BURMEIER Lippe IV Betteinlegerahmen



© Burmeier

	Betteinlegerahmen	Aufrichter
HILFSMITTELNUMMER	19.40.03.0026	19.40.02.2006
HERSTELLERARTIKELNUMMER	28838*	146602
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	999,- €	119,- €
LIEFERUNG & MONTAGE	115,- €	


PRODUKTMERKMALE

- Sichere Arbeitslast 200 kg
- Sparsames 24-Volt-System
- 4-geteilte Liegefläche mit Federholzleisten
- Selektiv sperrbarer Handschalter für einfache Bedienung
- 5 Bügelgriffe halten die Matratze in Ihrer Position
- Bügelgriffe lassen sich so nach außen versetzen, dass 10 cm breitere Matratzen verwendet werden können

TECHNISCHE DATEN

Liegefläche BxL	90 x 190 / 90 x 200 / 100 x 190 / 100 x 200 cm
Außenmaß BxL	85 x 185 / 85 x 195 / 95 x 185 / 95 x 195 cm
Max. Belastung	160 kg
Sichere Arbeitslast	200 kg
Höhenverstellung	29 - 74 cm
Winkel Rückenlehne	0 - 72°
Winkel Oberschenkellehne	0 - 31°

ADL Orthocare Komfortpflegebettmatratze



HERSTELLERARTIKELNUMMER

100726-DIN597-EASY

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)

79,- €

PRODUKTMERKMALE

- Komfortable Pflegebettmatratze
- Gefordert von vielen Kranken- und Pflegekassen
- Zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko / Grad I geeignet
- Liegefläche: Glatte Oberfläche mit acht rhombenförmige Längseinschnitten (Verringerung der Scherkräfte)
- Schwer entflammbar gem. DIN EN 597 Teil I und II durch Trikotmatratzenhülle
- 7 Jahre Garantie* gegen Kuhlenbildung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH

200 x 90 x 12 cm

Dekubitusstadium

Grad I, bei niedrigem Risiko

Raumgewicht / Stauchhärte

Oberschicht: RG 36 kg/m³, 3,0 kPa


Unterschicht: RG 40 kg/m³, 4,5 kPa

Max. empfehlendes Patientengewicht

bis 135 kg

ADL

Schaumstoffunterlage, 4 cm



HILFSMITTELNUMMER **19.99.99.0999**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **100 704-4ER AUFLAGE**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **59,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Unterlage für Wecheldruckauflagesysteme
- Hochwertiger PU-Schaumstoff RG 35
- Gerollt und vakuumisiert

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH 200 x 90 x 4 cm

Raumgewicht RG 35 kg/m³

Stauchhärte 3,3 kPa

Max. empfehlendes Patientengewicht bis 135 kg

DRIVE MEDICAL SuppliTo Pflege- und Beistelltisch



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER	50.45.04.0025
HERSTELLERARTIKELNUMMER	86000003
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	99,- €

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlose Höhenverstellung
- Nahezu werkzeuglose Zerlegbarkeit
- 4 Leichtlaufrollen, 2 davon bremsbar
- Flexibler Einsatz im häuslichen Patientenzimmer
- Individuelle Neigungsverstellung der Tischplatte mit Neigungsfixierung

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Holzoptik
Gesamtbreite	40 cm
Gesamtlänge	60 cm
Gesamthöhe	71-116 cm
Neigungsverstellung	0-90°
Tischplatte (LX B)	60 x 40 cm
Gewicht	8 kg
Max. Belastung	10 kg

ATO FORM

Saale Bettaufrichter



© Ato Form

HILFSMITTELNUMMER	19.40.02.2022
-------------------	---------------

HERSTELLERARTIKELNUMMER	KA-B-210
-------------------------	----------

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	179,- €
--	---------

PRODUKTMERKMALE

- Freistehender Bettgalgen mit großer H-förmiger Standfläche
- Niedrige Bauhöhe
- Standfuß passt unter jedes Bett
- Pulverbeschichtetem Stahl-Vierkantrohr
- Der in der Länge einstellbare Gurt am Triangelgriff bietet für den Patienten eine gute Erreichbarkeit - unabhängig von der Sitz- oder Liegehöhe.

TECHNISCHE DATEN

Länge	82 cm
Breite	75 cm
Gesamthöhe	177 cm
Gewicht	15 kg
Max. Belastung	90 kg

MPB PIEPER Rutschbrett K



© MPB Pieper

HERSTELLERARTIKELNUMMER **118900**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **79,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Sehr leichtes und flexibles Rollstuhl Rutschbrett
- Mit passgenauer Aussparung für Rollstuhlrاد und Greifreifen
- Gute Rutscheigenschaften
- Wiegt nur 1,86 kg
- Belastbar bis max. 100 kg bei je mindestens 15 cm Auflage an beiden Enden

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Maße L x B x H	70 x 29 x 1 cm
Material	Polypropylen
Max. Belastbarkeit	100 kg

MPB PIEPER

Rutschbrett Buffalo



HILFSMITTELNUMMER	22.29.01.3000
HERSTELLERARTIKELNUMMER	119100
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	169,- €


PRODUKTMERKMALE

- Sehr leichtes und flexibles Rollstuhl Rutschbrett
- Hoch gleitfähige Oberfläche
- Wiegt nur 1,23 kg
- Belastbar bis max. 150 kg bei mind. 40 cm Flächenausnutzung -
Bis 25 kg belastbar auf jeder Außenseite

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Gelb
Maße L x B x H	77 x 29,5 x 0,5 cm
Material	Synthetikfaser
Max. Belastbarkeit	150 kg

DRIVE MEDICAL Vitaturn K Drehhilfe



HILFSMITTELNUMMER 22.29.01.0016

HERSTELLERARTIKELNUMMER 412100100

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **119,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Positionieren und Drehen leicht gemacht
- Leichte und wendige Sitzfläche bietet Komfort
- Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
- Der optimale Badebegleiter - Dank der einzigartigen Höhe von nur 15 mm
- Vitaturn erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Die hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gesamthöhe	1,5 cm
Sitzflächen Durchmesser	32,2 cm
Grundplatte (B x L)	32,3 x 32,3 cm
Gesamtgewicht	0,7 kg
Max. Belastbarkeit	140 kg

DRIVE MEDICAL

Viturn L Dreh- und Übersetzhilfe



© Drive Medical

HILFSMITTELNUMMER **22.29.01.0017**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **412100200**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **149,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen
- Sicherheit durch rutsch hemmende Oberfläche
- Der Optimale Badebegleiter - Dank der einzigartigen Höhe von nur 19 mm
- Vitatum erfüllt höchste Qualitätsansprüche
- Hautfreundliche Beschichtung ist einfach zu reinigen
- Kann in der Spülmaschine bis 60°C gereinigt werden

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß-Grau
Gesamthöhe	1,9 cm
Sitzflächen Durchmesser	32,2 cm
Grundplatte (B x L)	30 x 52 cm
Gesamtgewicht	1,2 kg
Max. Belastbarkeit	140 kg

AKS foldy Patientenlifter inkl. Standardtransportbügel



© AKS

HILFSMITTELNUMMER	22.40.01.0049
HERSTELLERARTIKELNUMMER (GURT S)	80011-79720-88700
HERSTELLERARTIKELNUMMER (GURT M)	80011-79720-88701
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	1.499,- €

PRODUKTMERKMALE

- Ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- Einfache, unkomplizierte Handhabung
- Mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- Niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für viele Pflegebetten
- Mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Boden
- Max. Tragfähigkeit 150 kg

TECHNISCHE DATEN

Gesamthöhe	1290 mm
Äußere Breite	643 - 918 mm
Innere Breite	499 - 866 mm
Fahrgestelllänge	1291 mm
Freiraum des Fahrgestells	60 mm
Höhe des Fahrgestells	110 mm
Rollendurchmesser hinten / vorn	100 / 75 mm
Hebebereich	1204 mm
Reichweite min. / max.	313 / 675 mm
Anschlagshöhe min. / max	811 / 2015 mm
Hubgeschwindigkeit Volllast Zeit	80 s
Wendedurchmesser	1443 mm
Eingangsspannung	24V AC / 50 Hz
Schutzklasse/ Schutzart	II / IP X4
Max. Belastbarkeit	150 kg
Gesamtgewicht	39,5 Kg

ADL Clinisan® Anti-Dekubitus-Schaumstoff- matratze Medium



Inkl. hochwertigem
PU-Vollbezug

© ADL

HILFSMITTELNUMMER	11.29.05.0046
HERSTELLERARTIKELNUMMER	100400
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	299,- €


PRODUKTMERKMALE

- Schaumstoffmatratze in drei Schichten zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III
- Für Patientengewichte von 30 bis 150 kg (in Liegeposition)
- Dreiteilige Kombination aus fester Bodenwanne mit Seitenstabilisierung, innenliegender Würfelschicht und weicher Liegefläche
- Ideale Anpassung an den Körper durch „physiologische Knickstellen“ auch bei Bettverstellungen
- Inkl. PU-Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 95 °C, bedingt trockengeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, Reißverschluss

TECHNISCHE DATEN

Dekubitusstadium	Grad III bei hohem Risiko
Abmessungen LxBxH	198 x 90 x 17 cm
Raumgewicht	40 kg/m ³
Stauchhärte	3,1 kPa
Bezug	PU-Vollbezug waschbar bis 95°C
Schaumstoff	3-Schichten Schaumstoff
Max. Belastbarkeit	150 kg

ADL Rhea Anti-Dekubitus- Schaumstoffmatratze



PU-Vollbezug

© ADL

HILFSMITTELNUMMER	11.29.05.1031
HERSTELLERARTIKELNUMMER	100406-PU
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	259,- €

PRODUKTMERKMALE

- Schaumstoffmatratze zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II
- Für Patientengewichte von 20 bis 130 kg (in Liegeposition)
- Passive Mikroklimaregulierung
- PU-Vollbezug, feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv, waschbar bis 95 °C, bedingt trocknergeeignet, schwer entflammbar nach Crib 5, Reißverschluss

TECHNISCHE DATEN

Dekubitusstadium	Grad II bei mittlerem Risiko
Abmessungen LxBxH	200 x 90 x 12 cm
Raumgewicht	30 kg/m ³
Stauchhärte	3,3 kPa
Bezug	PU-Vollbezug waschbar bis 95 °C
Schaumstoff	PU-Kaltschaum
Max. Belastbarkeit	130 kg

ADL soft air simplex wds Wechseldruckauflagesystem



© ADL

HILFSMITTELNUMMER	11.29.04.0006
HERSTELLERARTIKELNUMMER	110470-WDS
VERKAUFPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	499,- €

PRODUKTMERKMALE

- Großzelliges Wechseldruckauflagesystem zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem Risiko / Grad II
- Belüftung im Zwei-Kammer-Prinzip
- Druckregulierung individuell einstellbar
- Wahlweise statische Lagerung oder Wechseldrucklagerung möglich, daher einsetzbar bei verschiedenen Krankheitsbildern
- Geräusch- und vibrationsarm durch AVS (Anti-Vibrations-System)
- Inkl. PU-Haube mit Rundum-Reißverschluss, atmungsaktiv, feuchtigkeits- undurchlässig, 95 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
- Für Liegeflächen 200 x 90 cm (zusätzliche 5 cm Matratzenunterlage erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Dekubitusstadium	Grad II bei mittlerem Risiko
Abmessungen	196 x 88 x 12,5 cm
Liegefläche	200 x 90 cm
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 7W
Bezug	PU-Haube waschbar bis 95 °C
Gewicht Matratze	ca. 5,6 kg
Gewicht Aggregat	ca. 1,3 kg
Gewicht Bezug	ca. 0,9 kg
Empf. Patientengewicht	40-130 kg

ADL soft air wds Wechseldruckauflagesystem



© ADL

HILFSMITTELNUMMER 11.29.04.0005

HERSTELLERARTIKELNUMMER 110400-WDS

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) 1.199,- €

PRODUKTMERKMALE

- Großzelliges Wechseldruckauflagesystem zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III
- Belüftung im Drei-Kammer-Prinzip
- Wahlweise statische Lagerung oder Wechseldrucklagerung möglich, daher einsetzbar bei verschiedenen Krankheitsbildern
- Geräusch- und vibrationsarm durch AVS (Anti-Vibrations-System)
- Akustischer und optischer Alarm
- Inkl. PU-Haube mit Rundum-Reißverschluss, atmungsaktiv, feuchtigkeits- undurchlässig, 60 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet
- Für Liegeflächen 200 x 90 cm (zusätzliche 4-5 cm Matratzenunterlage erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Dekubitusstadium	Grad III bei hohem Risiko
Abmessungen	190 x 86,5 x 13,5 cm
Liegefläche	200 x 90 cm
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 7W
Bezug	PU-Haube waschbar bis 60 °C
Gewicht Matratze	ca. 6,1 kg
Gewicht Aggregat	ca. 1,5 kg
Gewicht Bezug	ca. 0,9 kg
Empf. Patientengewicht	30-140 kg

ADL arsos light mit dexos light wds Wechseldruckauflagesystem



© ADL

HILFSMITTELNUMMER **11.29.09.1002**

HERSTELLERARTIKELNUMMER **00111500-DL-WDS**

VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.) **2.199,- €**

PRODUKTMERKMALE

- Großzelliges Wechseldruckersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei sehr hohem Risiko / Grad IV.
- Einzigartige, patentierte Konstruktion der Luft-Schaum-Zellen.
- Geeignet für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Pumpaggregat dexos® light wds
- Belüftung im Drei-Kammer-Prinzip
- Wahlweise statische Lagerung oder Wechseldrucklagerung möglich, daher einsetzbar bei verschiedenen Krankheitsbildern
- Geräusch- und vibrationsarm durch AVS (Anti-Vibrations-System)
- Akustischer und optischer Alarm

Matratze arsos® light

- Inkl. hochwertiger PU-Matratzenhaube, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, 60 °C waschbar, bis 50 °C trocknergeeignet

TECHNISCHE DATEN

Dekubitusstadium	bis Grad IV bis sehr hohes Risiko
Abmessungen	200 x 90 x 12 cm
Liegefläche	200 x 90 cm
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 7W
Bezug	PU-Haube waschbar bis 60 °C
Gewicht Matratze	ca. 8,6 kg
Gewicht Aggregat	ca. 1,5 kg
Gewicht Bezug	ca. 0,9 kg
Empf. Patientengewicht	30-150 kg

ETAC Greifzange Aktiv



© Etac

	45 cm	70 cm
HILFSMITTELNUMMER	02.40.04.1033	02.40.04.1034
HERSTELLERARTIKELNUMMER	80505004	80505003
VERKAUFSPREIS (inkl. gesetzlicher MwSt.)	29,- €	29,- €

PRODUKTMERKMALE

- Optimale Ausnutzung der Restkraft durch gewinkelten Griff
- Horizontal und vertikal einsetzbar, da die Greifklaue um 90° drehbar ist
- Zeigefingerstütze erhöht die Präzision beim Aufnehmen
- Greiffläche mit rutschfestem Gummi beschichtet Handgriff, Tangente und Greifklaue aus Polykarbonat-ABS-Kombination
- Rohr aus Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	45 cm = 111g
	70 cm = 128 g
Max. Hebevermögen	max. 2 kg



Das Gesundheitshaus

Seeger Gesundheitshaus
GmbH & Co. KG
Döbelner Straße 1–5
12627 Berlin

Telefon: (030) 338538-500

Fax: (030) 338538-510

info@seeger-gesundheit.de

www.seeger-gesundheit.de

Titelbild: gstockstudio @ AdobeStock.com

© Seeger Gesundheitshaus GmbH & Co. KG
Reha Standard Übersicht, Stand: September 2025